














Symbol	Namn på symbol	Förklaring
	Tillverkare	Namn och adress på ansvarig tillverkare
	Tillverkningsdatum	Datum då produkten är tillverkad
	Utgångsdatum	Sista förbrukningsdag
	Lot/batch	
	Artikelnummer (referens)	
	Sterilisering med EO	
	Sterilisering med strålning	
	Får ej återsteriliseras	
	Osteril	Produkten är osteril. Produkten har inte genomgått någon steriliseringsprocess.
	Får ej används om förpackningen är skadad/bruten	Indikerar att produkten inte får användas om förpackningen är skadad eller öppnad vid ankomst.
	Återanvänd ej	Produkten får ej återanvändas, engångsprodukt.
	Se bruksanvisning	Indikerar att det finns en bruksanvisning.
	Varning	Användaren skall konsultera bruksanvisningen för att få information såsom varningar eller kontraindikationer som inte kan presenteras på etiketten.